

snuza[®] **HERO^{MD}**

Quick Start Guide
Snabbstartguide
Pikaopas

Thank you
for choosing
snuza[®]

and for letting us be a part of your
parenting journey.

We would love to see a photo of your little
one wearing their Snuz monitor!

Please tag us on social media:



@snuzamonitors



@snuza

We'd greatly appreciate your review
on our social media platforms or
via support@snuza.com.

Your feedback helps to further our work in
promoting safe sleep for infants worldwide.

IMPORTANT: Register your Snuz monitor to ensure
that it is not a pre-owned device. Follow the instructions
in the Warranty section of this booklet.

The Snuz Family
www.snuza.com

30 Days extended warranty

IMPORTANT: proof of purchase is required to validate warranty.

This monitor comes with a 2-year warranty that starts from the date of original purchase, verified by a sales receipt. We'll extend your warranty by 30 days when you register your device within 7 days of purchase.

Here's how to extend your warranty:

1. A. Register as a user on snuza.com/register, follow the prompts to complete registration and add your device, **OR**
B. If you have already registered, log in and scan the QR code on this card to register your device, or navigate to www.snuza.com/account/device/add/.
2. Enter your device's serial number and your child's details.
3. Upload your proof of purchase and enter the purchase date, and save.

To get product support:

1. Log into snuza.com.
2. Go to your product's dashboard and click on your device's serial number.
3. Click on the 'Get Support' button.
4. Enter your product support query, then click the 'Send' button.
5. We will be in contact via email to try and resolve your issue.
6. If we are unable to resolve the issue, then the warranty claim process becomes available.
7. You can do this either on your product's dashboard by clicking the 'Report fault' button or the link provided in the email that you will receive.



If you have any feedback or questions, please contact us via your product's dashboard by clicking the 'Send a message' button or email us at support@snuza.com.

Welcome to the Snuza Family!
The Snuza Team

Hero^{MD} Quick Start Guide

Scan the QR code for the full instruction manual



IMPORTANT: Scan the QR code to watch the Calibration video



For support contact us through support@snuza.com

1. Prepare

- 1.1 Switch on by pressing the 'ON/OFF' button.
 - 1.2 A start-up test will run, followed by the indication of the battery level with 3 beeps.
 - 1.3 You will hear a 2-tone beep with 2 flashing red LEDs, indicating that calibration is required. Place on a flat, stationary surface to perform calibration.
 - 1.4 Wait for the start-up tone and green flash. The Hero^{MD} is now ready to clip onto your baby's nappy/diaper for monitoring. Scan the QR code above to watch the Calibration video.
-

2. Attach

- 2.1 Fold over the top edge of the nappy/diaper and ensure the Hero^{MD} fits snugly.
 - 2.2 Attach the Hero^{MD} squarely to the folded edge of the nappy/diaper.
 - 2.3 Ensure the silicone Breathing Sensor is in contact with your baby's tummy.
 - 2.4 **IMPORTANT:** Ensure no skin pinching by gently sweeping your fingers between the skin and clip.
-

3. Monitor

- 3.1 When breathing is detected, the Breathing Indicator Light flashes with each breath.
- 3.2 When no breathing is detected, the Alarm Indicator Light will flash red every 3 seconds.
- 3.3 If no breathing is detected for 15 seconds, the Hero^{MD} vibrates and beeps with a red flashing Breathing Indicator Light.

- 3.4 If breathing is detected within 5 seconds after a vibration, the Breathing Indicator Light flashes red on each subsequent breath to indicate there was a vibration event.
- 3.5 After three vibrations, the Rouse Warning is activated (red flash and beeps every 2 seconds). This feature can be deactivated. See section 9.2 of the user manual.
- 3.6 If the period of no breathing reaches 20 seconds, the full audible alarm will sound, alerting the parent/caregiver to quickly intervene.
- 3.7 If there are less than 8 breaths per minute, the Breathing-Rate warning is activated - Breathing Indicator Light flashes yellow with a simultaneous dual-tone audible beep every second. This feature can be deactivated. See section 9.3 of the user manual.
- 3.8 To turn off, press the 'ON/OFF' and 'MODE/OFF' buttons simultaneously.

Precautions:

- To avoid pinching baby's skin, gently sweep your fingers between the clip and skin after attachment.
- Only use the Hero^{MD} when baby is in a motionless bed/cot/crib.
- Not suitable for co-sleeping or bed sharing.
- Movement from external sources such as being pushed in a pram/stroller or travelling in a vehicle or aircraft may be detected by Hero^{MD}'s sensor.
- Hero^{MD} should not be relied upon where external sources of movement are present.
- This breathing monitor may not be able to detect all life threatening events.

Disclaimer: Customers use this monitor at their own risk. Snuza International (Pty) Ltd, its members, employees, agents, contractors, representatives, manufacturers, distributors and associates ("SNUZA") shall not be held liable for any loss, damage or injury suffered by the customer or any other person arising from, or in connection with, the use or manufacture of the monitor, including loss, damage or injury suffered by the customer or any other person as a result of any defects in respect of the monitor, and all warranties, and any other liability from whatsoever cause arising, are hereby excluded. The customer hereby indemnifies Snuza International (Pty) Ltd in respect of any such liability. **Guarantee:** Snuza International (Pty) Ltd guarantees this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months from the original date of purchase, verified by a sales receipt.

Tack för att
du valde

snuza[®]

och för att du låter oss vara en del av din
föräldrareisa.

Vi vill gärna se en bild av din lilla
som bär sin Snuza!

Tagga oss på sociala medier:



@snuzamonitors



@snuza

Vi uppskattar din recension på våra sociala
medieplattformar eller via support@snuza.com.

Din feedback hjälper oss i vårt arbete med att
främja säker sömn för spädbarn över hela världen.

VIKTIGT: Registrera din Snuza-monitor för att
säkerställa att den inte är en begagnad enhet. Följ
anvisningarna i avsnittet Garanti i denna broschyr.

Snuza-teamet
www.snuza.com

30 Dagar förlängd garanti

VIKTIGT: bevis på köpet krävs för att garantin ska gälla.

Denna produkt har två års garanti från datumet för det ursprungliga köpet, verifierat med kvitto. Vi förlänger din garanti med 30 dagar när du registrerar din enhet inom sju dagar från köp.

Hur du förlänger din garanti:

1. A. Registrera dig som användare på snuza.com/register, följ anvisningarna för att slutföra registreringen och lägg till din enhet **ELLER**
B. Om du redan har registrerat dig, logga in och skanna QR-koden på det här kortet för att registrera din enhet, eller gå till www.snuza.com/account/device/add/.
2. Ange enhetens serienummer och ditt barns uppgifter.
3. Ladda upp ditt kvitto, ange inköpsdatum och spara.

För att få produktsupport:

1. Logga in på snuza.com.
2. Gå till produktens instrumentpanel och klicka på enhetens serienummer.
3. Klicka på knappen 'Få support'.
4. Ange din produktfråga och klicka sedan på knappen 'Skicka'.
5. Vi kommer att kontakta dig via e-post för att försöka lösa ditt problem.
6. Om vi inte kan lösa problemet blir garantiprocessen tillgänglig.
7. Du kan göra detta antingen på produktens instrumentpanel genom att klicka på knappen "Rapportera fel" eller via länken i e-postmeddelandet som du får.



Om du har feedback eller frågor, kontakta oss via produktens instrumentpanel genom att klicka på knappen "Skicka ett meddelande" eller mejla oss på support@snuza.com.

Välkommen till Snuza-familjen!
Snuza-teamet

Hero^{MD} Snabbstartguide

Scanna
QR-koden för den
kompleta manualen



OBSERVERA: Scanna
QR-koden för att titta på
kalibreringsvideon



Kontakta support@snuza.com för support

1. Förbered

- 1.1 Starta genom att trycka på 'ON/OFF'-knappen.
 - 1.2 Ett starttest kommer köras följt av indikering av batterinivå med 3 toner.
 - 1.3 Det kommer höras en 2-tonssignal med 2 röda ljusblink som indikerar att kalibrering behövs. Placera på en plan, fast yta för att genomföra kalibrering.
 - 1.4 Vänta på starttonen och grönt blink. Snuza Hero^{MD} är nu färdig att snäppas fast på blöjan. Scanna QR-koden ovan för att se en kort video om detta.
-

2. Fästa

- 2.1 Vik ner överkanten på blöjan för att försäkra dig om att enheten sitter bra.
 - 2.2 Fäst enheten rakt mot den vikta kanten på blöjan.
 - 2.3 Försäkra dig om att sensorspetsen är i kontakt med bebisens mage.
 - 2.4 **VIKTIGT:** Försäkra dig om att huden inte blir klämd genom att dra dina fingrar mellan spännet och huden.
-

3. Övervaka

- 3.1 När andning känns av kommer larmindikatorn blinka vid varje andetag.
- 3.2 Om ingen andning känns av kommer larmindikatorn blinka rött var 3'e sekund.

- 3.3 Om ingen andning känns av under 15 sekunder kommer enheten att vibrera och pipa tillsammans med att andningsindikatorn blinkar rött.
- 3.4 Om andning känns av inom 5 sekunder efter vibration kommer andningsindikatorn blinka rött på varje andetag för att indikera att det har varit ett vibrationsmoment.
- 3.5 Efter tre vibrationsmoment aktiveras väckningsvarningen (rött blink och ljud varannan sekund). Den här funktionen kan stängas av, se sektion 9.2 i användarmanualen.
- 3.6 Om en period utan andning pågår i 20 sekunder eller mer kommer larmet att ljuda, för att larma förälder/vårdnadsgivare att fort ingripa.
- 3.7 Om färre än 8 andetag per minut känns av kommer andningsfrekvensvarningen aktiveras - Andningsindikatorn blinkar gult tillsammans med en två-tonssignal varje sekund. Den här funktionen kan stängas av, se sektion 9.3 i användarmanualen.
- 3.8 För att stänga av, tryck på 'ON/OFF'- och 'MODE/OFF'-knapparna samtidigt.

Försiktighet:

- För att undvika att klämma barnets hud, dra dina fingrar mellan spännet och huden efter att du satt fast enheten.
- Använd endast Snuza'n när bebisen ligger i en säng som står still.
- Ej lämplig vid samsovning eller sängdelning.
- Rörelser från yttre källor som tex att åka i en vagn, en bil eller flyga kan påverka enheten.
- Hero^{MD} är inte pålitlig då röresler från yttre källor förekommer.
- Det kan förekomma livshotande situationer som den här andningsmonitorn inte upptäcker.

Ansvarsfriskrivning: Kunder använder denna produkt på egen risk. Snuza International (Pty) Ltd, dess medlemmar, anställda, agenter, ombud, tillverkare, distributörer, återförsäljare och delägare ("SNUZA") skall inte hållas ansvariga för eventuell förlust eller skada som åsamkats kunden eller annan person på grund av brister eller felaktigheter i produkten, och alla garantier, och allt annat ansvar eller ersättningskrav som kan uppstå är helt fri från defekter i material och utförande under en period av 24 månader från det ursprungliga inköpsdatumet, vilket verifieras genom inköpskvitto.

Kiitos,
kun valitsit

snuza[®]

ja siitä, että annat meidän olla osa
vanhempasi matkaa.

Haluamme nähdä kuvan pienestäsi, jolla on Snuzza!

Ole hyvä ja merkitse meidät sosiaaliseen mediaan:



@snuzamonitors



@snuza

Arvostamme arvostelustasi sosiaalisen median
alustoillamme tai osoitteessa support@snuza.com.

Palautteesi auttaa meitä työssä, jolla edistämme
vauvojen turvallista unta maailmanlaajuisesti.

TÄRKEÄÄ: Rekisteröi Snuzza-monitori
varmistaksesi, että se ei ole käytetty laite.
Noudata tämän esitteen takuuosassa
annettuja ohjeita.

Snuza-perhe
www.snuza.com

30 Päivän pidennetty takuu

TÄRKEÄÄ: Takuun vahvistamiseksi vaaditaan ostotodistus.

Tällä näytöllä on 2 vuoden takuu, joka alkaa alkuperäisestä ostopäivästä. Pidennämme takuusi 30 päivällä, kun rekisteröit laitteen 7 päivän kuluessa ostosta.

Takuun jatkaminen:

1. A. Rekisteröidy käyttäjäksi osoitteessa snuza.com/register, suorita rekisteröinti loppuun ja lisää laite **TAI**
B. Jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään ja skannaamalla tämän kortin QR-koodi rekisteröidäksesi laitteen, tai siirry osoitteeseen www.snuza.com/account/device/add/.
2. Anna laitteen sarjanumero ja lapsesi tiedot.
3. Lataa kuitti, kirjoita ostopäivä ja tallenna.

Saadaksesi tuotetukea:

1. Kirjaudu osoitteeseen snuza.com.
2. Siirry tuotteen hallintapaneeliin ja napsauta laitteen sarjanumeroa.
3. Napsauta Hae tukea -painiketta.
4. Kirjoita tuotekysymyksesi ja napsauta Lähetä-painiketta.
5. Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse yrittääksesi ratkaista ongelmasi.
6. Jos emme pysty ratkaisemaan ongelmaa, takuuprosessi on käytettävissä, 7. Voit tehdä tämän joko tuotteesi hallintapaneelissa napsauttamalla Ilmoita vikasta -painiketta tai saamassasi sähköpostissa olevaa linkkiä.



Jos sinulla on palautetta tai kysyttävää, ota meihin yhteyttä tuotteesi hallintapaneelin kautta napsauttamalla Lähetä viesti -painiketta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@snuza.com.

Tervetuloa Snuza-perheeseen!
Snuza-tiimi

Hero^{MD} -Pikaopas

Scannaa
QR-koodi ja tutustu
ohjekirjaan



TÄRKEÄÄ: Scannaa
QR-koodi katsoaksesi
Kalibrointivideon



Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä osoitteeseen support@snuza.com

1. Valmistele

- 1.1 Kytke päälle painamalla 'ON/OFF'-painiketta.
 - 1.2 Käynnistystesti suoritetaan, jota seuraa pariston varaustason ilmaisu 3 piippauksella.
 - 1.3 Kuulet 2-äänisen piippauksen ja näet 2 vilkkuvaa punaista LEDiä, mikä osoittaa, että kalibrointi on tarpeen. Aseta kiinteälle pinnalle kalibroitavaksi.
 - 1.4 Odota käynnistysääntä ja vihreää vilkkuvaa. Monitori on käyttövalmis. Scannaa yllä esitetty QR-koodi nähdäksesi lyhyen videon tästä.
-

2. Liitä

- 2.1 Taita vaipan yläreunan alas ja varmista, että monitori istuu tiukasti.
 - 2.2 Kiinnitä monitori suoraan vaipan taitettuun reunaan.
 - 2.3 Varmista, että anturin kärki koskettaa vauvan vatsaa.
 - 2.4 **TÄRKEÄÄ:** Varmista pyyhkäisemällä sormilla ihon ja pidikkeen välistä, ettei iho jää puristuksiin.
-

3. Monitori

- 3.1 Kun hengitys havaitaan, hengityksen merkkivalo vilkkuu jokaisella hengitysliikkeellä.
- 3.2 Kun hengitystä ei havaita, hälytyksen merkkivalo vilkkuu punaisena 3 sekunnin välein.

- 3.3 Jos hengitystä ei havaita 15 sekuntiin, monitori värisee ja piippaa punaisena vilkkuvan hengityksen merkkivalon kanssa.
- 3.4 Jos hengitys havaitaan 5 sekunnin sisällä värinästä, hengityksen merkkivalo vilkkuu punaisena jokaisen seuraavan hengityслиikkeen aikana osoittaen, että värinä on tapahtunut.
- 3.5 Kolmen värinän jälkeen Herätysvaroitusta aktivoituu (punainen vilkkuu ja piippaa 2 sekunnin välein). Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois päältä. Katso käyttöoppaan kohta 9.2.
- 3.6 Jos hengitystä ei havaita 20 sekuntiin, kuuluu hälytysääni, joka hälyttää vanhempaa/huoltaja puuttumaan asiaan nopeasti.
- 3.7 Jos hengitystiheys laskee alle 8:aan minuutissa, hengitystiheyden varoitus aktivoituu – Hengityksen merkkivalo vilkkuu keltaisena ja samanaikaisesti kuuluu kaksiääninen äänimerkki joka sekunti. Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois päältä. Katso käyttöoppaan kohta 9.3.
- 3.8 Sammuta painamalla 'ON/OFF'- ja 'MODE/OFF'-painikkeita samanaikaisesti.

Varoimenpiteet:

- Pyyhkäise sormellasi pidikkeen ja ihon välistä kiinnityksen jälkeen, ja varmista, että vauvan iho ei jää puristuksiin.
- Käytä monitoria vain, kun vauva on paikallaan olevassa sängyssä/vuoteessa.
- Ei sovellu käytettäväksi toisen lapsen kanssa nukkuessa tai perhepedissä.
- Hero^{MD}: n anturi voi havaita liikettä ulkoisista lähteistä, kuten vaunuissa työnnettäessä tai ajoneuvossa tai lentokoneessa matkustettaessa.
- Hero^{MD}: hen ei tule luottaa, jos ulkoiset tekijät aiheuttavat liikettä.
- Tämä hengitysmoitori ei välttämättä pysty havaitsemaan kaikkia henkeä uhkaavia tapahtumia.

Vastuuvapauslauseke: Asiakkaat käyttävät tätä näyttöä omalla vastuullaan. Snuzza International (Pty) Ltd, sen jäsenet, työntekijät, edustajat, urakoitsijat, edustajat, valmistajat, jakelijat ja osakkuusyritykset ("SNUZZA") eivät ole vastuussa mistään asiakkaan tai kenenkään muun kärsimistä vahingoista tai vahingoista. tai monitorin käytön tai valmistuksen yhteydessä, mukaan lukien asiakkaalle tai muulle henkilölle aiheutuneet menetykset, vahingot tai vammat monitoriin liittyvien vikojen ja kaikkien takuiden sekä minkä tahansa muun vastuun vuoksi syyn vuoksi. Asiakas täten korvaa Snuzza International (Pty) Ltd: lle tällaisen vastuun. **Takuu:** Snuzza International (Pty) Ltd antaa tälle tuotteelle materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan 24 kuukauden takuun alkuperäisestä ostopäivästä alkaen, mikä varmistetaan ostokuitilla.

BMDSWE01

