

snuza®

HERO^{MD}

Mobile Baby-Atmungsmonitor

BEDIENUNGSANLEITUNG

LESEBEFEHLE IN VOLL VOR DER VERWENDUNG



PHMD01601

Wichtig: Dieser mobile Baby-Atmungsmonitor ist möglicherweise nicht in der Lage, alle lebensbedrohlichen Ereignisse zu erkennen.

SNUZA ist ein eingetragenes Warenzeichen von



Snuza (Pty) Ltd

Unit 8-11 Roeland Square, Roeland Street,
Cape Town, 8001, South Africa.



Advena Ltd.

Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swatar, BKR 4013 Malta
e-mail: info@advenamedical.com

Importeur: Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak
Firmensitz:
ul. Wincentego Janasa 15A/26, 40-855 Katowice, Polen
Handelsbüro:
ul. Gallusa 12/13, 40-594 Katowice, Polen
www.snuzababy.de / www.snuza.pl

CE 1639



Hergestellt in Südafrika. Patent nummern:


2008212520 | 2,677,990 | EP 2124748 | 08709966.9/2124748 | 200300 | 2009-548789 |
MX/a/2009/008469 | 578560 | 2,009,134,887 | 2009/05652 | 2359364 | 8,461,996

ÜBERSICHT

| | |
|--|----|
| 1. WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN! | 4 |
| 2. Einleitung | 6 |
| 3. Vorsichtsmaßnahmen und Gegenanzeigen | 7 |
| 4. Beschreibung..... | 9 |
| 5. Kurzanleitung..... | 10 |
| 6. Windelpassform..... | 11 |
| 7. Anbringen Ihres Hero ^{MD} (Medical Device) | 12 |
| 8. Bedienung | 13 |
| 8.1 Einschalten | 13 |
| 8.2 Überwachung | 14 |
| 8.3 Kleidung | 16 |
| 9. Betriebseinstellungen | 17 |
| 9.1 Akustische “tick” | 17 |
| 9.2 Weckalarm..... | 17 |
| 9.3 Bewegungsfrequenz-Warnung..... | 18 |
| 10. Batterie | 19 |
| 10.1 Batterielicht..... | 19 |
| 10.2 Batteriedauer | 19 |
| 10.3 Batteriedwechsel | 19 |
| 11. Wartung | 22 |
| 11.1 Wartung..... | 22 |
| 11.2 Reinigung und Lagerung | 22 |
| 12. Fehlerbehebung | 23 |
| 13. Haftung | 23 |
| 14. Garantie..... | 23 |
| 15. Technische Beschreibung | 24 |

1. WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

Die farbige bewegliche Spitze, die den Atmungssensor beinhaltet, muss stets in Kontakt mit dem Bauch des Babys sein.



BITTE STETS BEACHTEN:

Benutzen Sie die richtige Windelgröße. Wenn die Windel zu groß ist, kann Hero^{MD} den Kontakt zum Bauch des Kindes verlieren.



Um einen guten Halt zu gewährleisten, schlagen Sie den oberen Rand der Windel einmal um. Nutzen Sie die Größeneinstellung der Windel für eine perfekte Passform am Bauch.

Befestigen Sie Hero^{MD} fest am umgeschlagenen Bund der Windel und nutzen Sie dabei den gesamten Umfang des Clips.





Stellen Sie sicher, dass der Hero^{MD} sicher an der Windel befestigt ist und der Sensor (1) in direktem Kontakt mit dem Bauch des Babys ist.

Drücken Sie die ON/OFF (AN/AUS) Taste (6) um die Überwachung zu starten.



Befolgen Sie immer die oben aufgeführten Anweisungen, um sicher zu gehen, dass die Bewegungen des Babys überwacht werden, und um Fehlalarme durch mangelnden Bauchkontakt zu vermeiden.

ANMERKUNG:

Gehen Sie mit Hero^{MD} sorgfältig um, damit Schäden am Clip oder am Sensor verhindert werden.



2. EINLEITUNG



Verwendungszweck:

Hero^{MD} ist ein Atmungsmonitor , der erkennt, wenn das Baby aufhört zu atmen.

Vorgesehener Benutzer:

Diese Ausrüstung ist von der Betreuungsperson des Babys zu bedienen. Die Betreuungsperson muss die Anweisungen und Sicherheitsvorschriften der Bedienungsanleitung verstehen.

Einsatzgebiet:

Sicherheit im Haushalt

Hero^{MD} überwacht sicher und bequem die Atembewegungen Ihres Babys während es schläft, um ein frühes Eingreifen bei Atemstörungen zu ermöglichen..

Hero^{MD} sollte mit einem Clip auf der Windel Ihres Babys zwecks totaler Bewegungsfreiheit angebracht werden. Es werden keine Kabel, Drähte, Sensorenfelder oder externe Stromversorgung benötigt..

Anbringen, einschalten und erleben Sie innere Ruhe.

Hero^{MD} nimmt die geringste Atembewegung wahr und benachrichtigt Sie, wenn die Atemfrequenz auf weniger als 8 Atemzüge pro Minute fällt (diese Warnung kann deaktiviert werden) oder keine Atmung innerhalb von 20 Sekunden festgestellt

werden kann. Hero^{MD} vibriert zunächst sanft nach 15 Sekunden, um das Baby zu wecken.

Wenn es durch die Vibration gelingt, das Baby zu wecken und die Atmung nach einem solchen Vorfall wieder festgestellt werden kann, leuchtet das Atmungslicht (3) bei jedem festgestellten Atemzug rot auf. Nach drei Vibrations-/Weckzwischenfällen, ertönt der Weckalarm und informiert Sie, dass die Atembewegungen Ihres Kindes drei Mal für jeweils 15 Sekunden ausgesetzt haben. Der Weckalarm setzt sich aus einem kurzen Piepton und dem Aufleuchten des Atmungslicht (3) zusammen und wiederholt sich alle zwei Sekunden. Die weitere Überwachung findet auch dann statt, wenn der Weckalarm aktiv ist. Dennoch sollte eine Betreuungsperson das Wohlergehen des Babys überprüfen. Der ausgelöste Weckalarm kann durch kurzes Drücken der ON/OFF oder der MODE/OFF Taste oder durch das Aus- und Einschalten des Geräts zurückgesetzt werden. Die Weckalarmfunktion kann während der Überwachung durch Drücken der MODE/OFF Taste für 2 Sekunden deaktiviert werden. Ein einzelner Piepton sowie das Aufleuchten des Atmungslicht (3) und des Alarmlicht (4) zeigen an, dass die Weckalarmfunktion deaktiviert ist. Durch das Ein- und Ausschalten des Geräts werden die Einstellungen zurückgesetzt und die Weckalarmfunktion wieder automatisch aktiviert.

3. VORSICHTSMASSNAHMEN UND CONTRA GEBIETE

- Dieses Gerät ist nicht zur Verhinderung oder Überwachung einer Erkrankung oder eines Gesundheitszustandes, wie zum Beispiel des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms, bestimmt.
- Bewegungen von einer externen Quelle, wie zum Beispiel das Schieben eines Kinderwagens oder Gebrauch des Geräts in einem Fahrzeug oder einem Flugzeug, können vom Sensor erfasst werden. Der Sensor ist in diesen Fällen nicht zuverlässig.
- Das überwachte Baby muss in einem eigenen, separaten Bett schlafen, da der Monitor die Atmung oder Bewegungen von anderen Personen, die das

Bett mit dem Baby teilen, wahrnehmen kann. Solange der Monitor Bewegungen wahrnimmt, schlägt er keinen Alarm, auch wenn das Baby aufhört zu atmen.


- Funksender wie Mobiltelefone, Audio- und Video-Babyüberwachungsgeräte, schnurlose Telefone, Walkie-Talkies, Wireless Router etc. können Störungen verursachen, die den Monitor daran hindern, Atmung und Bewegung wahrzunehmen. Der Monitor sollte mit mindestens einem Meter Abstand zu anderen Sendeanlagen angebracht werden.
- Eine Modifikation dieses Gerätes ist unzulässig.
- Ein einzelnes Gerät soll nur für ein Baby verwendet werden.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich kleine Teile ablösen, können diese ein Erstickungsrisiko darstellen.
- Sollte ihr Kind eine Hautempfindlichkeit an der Stelle entwickeln, an der das Gerät auf der Haut aufliegt, lesen Sie Abschnitt 8.3. Wenn die Hautempfindlichkeit anhält, kontaktieren Sie uns unter **www.snuza.com**.
- Das Gerät ist von Tieren, Schädlingen und anderen Kindern fernzuhalten, da Schäden am Gerät dazu führen können, dass es nicht bestimmungsgemäß arbeitet.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lautsprecheröffnung (2) ein.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Lautsprecheröffnung eindringen.
- Vermeiden Sie unnötiges Biegen des Sensors (Abb 1).
- Verwenden Sie keine unnötige Kraft um den Clip zu biegen. (Abb 2).
- Ziehen Sie die Öffnungstaste für den Batteriedeckel (10) nicht über die Clip-Schutzschiene hinaus (11).

4. BESCHREIBUNG

VORDERSEITE



RÜCKSEITE




5. KURZANLEITUNG

- 5.1 Wichtig: Verwenden Sie stets die richtige Windelgröße und stellen sie sicher, dass die Windel gut passt (*siehe Abschnitt 6 Windelpassform*).
- 5.2 Schalten Sie den Monitor nicht an, während Sie ihn an der Windel des Babys befestigen.
- 5.3 Schalten Sie das Gerät durch kurzes Drücken der ON/OFF Taste (6) ein.
- 5.4 Ein Betriebstest lässt die Anzeige leuchten, den Stimulator vibrieren, den Start-Ton erklingen und es wird ein Batterietest durchgeführt. Platzieren Sie den Monitor auf einem festen Untergrund, um den Sensortest durchzuführen.
- 5.5 Wenn der Sensor getestet wurde, ertönt ein Start-Ton.
- 5.6 Klemmen Sie Hero^{MD} so an der Windel fest, dass der Sensor (1) mit dem Bauch des Babys in direktem Kontakt ist (*siehe Abschnitt 7 Anbringen Ihres Hero^{MD}*).
- 5.7 Jede Bauchbewegung wird durch ein Aufleuchten des Atmungslicht (3) angezeigt. Siehe Abschnitt 8.2 Überwachung für eine vollständige Beschreibung
- 5.8 Wenn die Atmung wird 15 Sekunden lang nicht erkannt, der vibrierende Anreger wird versuchen, das Baby zu stimulieren die Atmung wieder geltend zu machen.
- 5.9 Falls eine weitere Bewegung innerhalb von 5 Sekunden nach einer Vibration erkannt wird, blinkt das Atmungslicht (3) rot, um anzuzeigen, dass während eines Zeitraums von 15 Sekunden keine Bewegung stattfand.
- 5.10 Nach drei Vibrationen wird der Weckalarm aktiviert - Hero^{MD} piept alle 2 Sekunden und das Atmungslicht (3) blinkt rot mit jedem Signalton.
- 5.11 Wenn der Zeitraum von 20 Sekunden ohne Bauchbewegung erreicht wird, ertönt der volle akustische Alarm und das Alarmlicht (4) blinkt rot.
- 5.12 Die Betreuungsperson muss das Wohlergehen des Babys überprüfen.
- 5.13 Der Alarm kann nur durch das Ausschalten des Monitors deaktiviert werden.

- 5.14 Der Alarm kann durch gleichzeitiges kurzes Drücken der ON/OFF (6) und MODE/OFF-Taste (7) deaktiviert werden. Ein Abschallton ist zu hören und die Überwachung wird beendet.

6. WINDELPASSFORM

Wichtig: Die korrekte Größe und Passform der Windel ist eine unabdingbare Voraussetzung für die optimale Wirkung von Hero^{MD}. Der dünne Rand am oberen Bund der Windel muss über den dickeren Teil gefaltet werden, bevor Sie die Windel schließen (an diese Stelle wird Hero^{MD} angeklemt). Die Windel sollte bequem sitzen und der gefaltete Teil sollte knapp unterhalb des Bauchnabels liegen. Eine zu lockere Windel kann zu falschen Aufzeichnungen und Fehlalarm führen, da der Monitor den Kontakt zum Bauch verlieren kann. Eine sehr „volle“ oder nasse Windel kann ebenso zu falschen Aufzeichnungen führen. Wenn das Baby auf der Seite schläft, sollte der Hero^{MD} von der Mitte abgewandt zwischen Bauchnabel und Matratze angebracht werden.



7. ANBRINGEN DES HERO^{MD}

Wenn Sie den Snuzza Monitor anbringen, achten Sie darauf, dass Ihre Finger sich zwischen der Windel und der Haut des Babys befinden. Stellen Sie sicher, dass der Monitor sicher an der Windel befestigt ist und von der Haut des Babys abgewandt ist, um diesem nicht zu schaden.



Stellen Sie sicher, dass der Batteriedeckel (9) verschlossen ist. Befestigen Sie den Hero^{MD} fest an der Windel und nutzen Sie dabei den gesamten Umfang des Clips, wie dargestellt.



Der Sensor (1) muss Kontakt mit dem Bauch des Babys in der Gegend des Bauchnabels haben, auch wenn es bei anderen Schlafpositionen angenehmer erscheinen könnte, ihn seitlich vom Nabel anzubringen.






Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass Babys auf dem Rücken schlafen sollten, es sei denn, Ihr Kinderarzt ordnet etwas anderes an. Siehe <http://www.who.int/en/>

8. BEDIENUNG

8.1 Einschalten

Hero^{MD} kann nicht eingeschaltet werden, während er an die Windel geklippt wird. Der Monitor muss für den Selbsttest auf einem festen Untergrund aufliegen.

Sie schalten das Gerät durch kurzes Drücken der ON/OFF Taste (6) ein. Ein Betriebstest aktiviert der Reihe nach alle Anzeigelichter, den vibrierenden Stimulator, den akustischen Alarm und den Batterieladestand. Wenn ein Fehler an einem der Teile festgestellt wurde, ertönt die Selbsttest-Fehlermeldung und das Gerät kann nicht benutzt werden. Nach dem Batterie-Test, leuchtet das Batterie Anzeigelicht 3 Mal mit simultanem Einzel-Piepton. Die Farbe der Batterieleuchte hat folgende Bedeutung:

| | | |
|---|-------------|--|
|  | Grün | Batterie VOLL |
|  | Gelb/Orange | Batterie fast leer – der Monitor kann benutzt werden, jedoch sollte die Batterie so schnell wie möglich ausgetauscht werden. |
|  | Rot | Batterie leer – Hero ^{MD} kann nicht benutzt werden, ein zu niedriger Batteriestand wird umgehend durch ein Signal angezeigt. |

Wenn die Batterieleuchte grün oder gelb/orange anzeigt, wird Snuzza Hero^{MD} mit dem Sensortest fortfahren. Der Sensor-Selbsttest kann zwischen 1 und 40 Sekunden dauern, insofern das Gerät Bewegung feststellt.

Der Sensortest wird alle 2 Sekunden durch einen Piepton und dem Aufleuchten des roten Atmungslicht (3) und des Alarmlichts (4) angezeigt. Das Gerät muss während des Tests auf einem festen Untergrund aufliegen. Wenn das Limit von 40 Sekunden erreicht wurde, ertönt der Selbsttest-Fehleralarm und das Gerät kann nicht benutzt werden.

Bei erfolgreichem Sensortest ertönt ein Start-Ton mit gleichzeitigem Aufleuchten des grünen Atmungslicht (3). So wird angezeigt, dass die Überwachung begonnen hat und Hero^{MD} an die Windel des Babys angebracht werden kann. (Siehe Abschnitt 7. Anbringen Ihres Hero^{MD}).



Achtung: Stellen Sie sicher, dass alle Lichter, der Bewegungsstimulator und der Alarm einwandfrei funktionieren und die Batterie voll genug ist für einen ordnungsgemäßen Gebrauch (z.B.: grüne oder orangefarbene Batterieleuchte). Anderenfalls dürfen Sie den Bewegungsmonitor NICHT VERWENDEN. Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, leuchtet die Batterieleuchte (2) rot und es ertönt jede Sekunde ein Piepton. Wechseln Sie die Batterie vor einer weiteren Verwendung aus (siehe Abschnitt 10.3 Batteriewechsel).



Schalten Sie das Gerät AUS, indem Sie gleichzeitig die ON/OFF Taste (6) und die MODE/OFF Taste (7) drücken.

8.2 Überwachung



Während der Überwachung gibt das Atmungslicht (3) Informationen über die Bauchbewegungen Ihres Babys und das Alarmlicht (4) macht Sie auf eventuelle Probleme aufmerksam.

Wenn keine Atmung festgestellt wird, leuchtet das Gerät alle 3 Sekunden rot auf. Wenn Atmung festgestellt wird, leuchtet das Atmungslicht (3) mit jedem Atemzug auf:-

| | | |
|---|---|--|
|  | Grün mit jedem Atemzug | Atemzug ohne vorherige Weckzwischenfälle erkannt. |
|  | Gelb und Atemfrequenz-Alarm (zwei Pieptöne pro Sekunde) | Atmungsfrequenz unter 8 Atemzüge pro Minute. Wenn die Atemfrequenz allerdings auf über 8 Atemzüge pro Minute steigt, wird das Atmungslicht auf grün zurückgesetzt und der Alarm wird beendet. Zum Deaktivieren dieser Funktion siehe Abschnitt 9.3 |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| | | Atmungsfrequenz-Warnung. |
|  | Rot Mit jedem Atemzug | Es hat mindestens einen Vorfall mit Atemausfall gegeben, bei dem für 15 Sekunden nach Vibration keine Atmung erkannt wurde (siehe unten). |
|  | Rot und wecken Weckalarm | Der Weckalarm zeigt an, dass es 3 Vibrations/ Weckzwischenfälle gab. Zum Deaktivieren dieser Funktion siehe Abschnitt 9.2 Weckalarm. |

Das Alarmlicht (4) zeigt folgendes an:-

| | | |
|---|--|---|
|  | Blinkt rot mit Vibrationsreiz und 5 kurze Pieptöne | Wenn für 15 Sekunden keine Atmung erkannt wird, vibriert der Hero ^{MD} sanft, um das Baby zu wecken. Das Alarmlicht (4) blinkt rot mit gleichzeitigem ertönenden Pieptöne. Wenn innerhalb der nächsten 5 Sekunden wieder eine Atmung erkannt wird, beginnt das Atmungslicht (3) bei jeder nachfolgenden Atmung rot zu blinken. Dies ist ein Indiz dafür, dass für 15 Sekunden keine Atmung erkannt wurde.. |
|  | Blinkt rot und Alarm | Wenn für weitere 5 Sekunden nach dem Vibrationsreiz (insgesamt 20 Sekunden) überhaupt keine Atmung erkannt wird, blinkt das Alarmlicht (4) rot und der ein akustischer Alarm ertönt laut. Die Betreuungsperson muss umgehend das Wohlergehen des Babys überprüfen. Der Alarm kann durch Abschalten des Hero ^{MD} vollständig abgeschaltet werden (drücken Sie dazu die ON/OFF (6) |

| | | |
|--|--|--|
| | | und MODE/OFF (7) Tasten gleichzeitig). |
|--|--|--|

HINWEIS: Es wird empfohlen, dass der Elternteil/ die Betreuungsperson hinreichend geschult/informiert wird, um mit Notsituationen umgehen zu können, zum Beispiel wenn das Kind einen längeren Atemstillstand erlitten hat.

8.3 Kleidung

- Hero^{MD} kann mittels Clip am umgeschlagenen Bund der Windel oder am Bund von Hosen mit Gummizug angebracht werden, solange der Atmungssensor (1) das Baby im Bauchbereich berührt.
- Die weiche Sensorspitze des Monitors besteht aus medizinischem Silikon und ist hypoallergen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine Hautrötung auftritt, wo der Monitor angebracht war, empfehlen wir, ein Stück Stoff zwischen den Monitor und die Haut des Babys zu legen. Auch muss die Position des Monitors verändert werden, weg von der Rötung und mehr hin zum Bauch des Babys, vorzugsweise weiter zur Seite.
- Es darf sich auch eine dünne Kleidungsschicht (z. B. ein Unterhemd) zwischen dem Sensor und der Haut befinden, solange sichergestellt ist, dass der Sensor Kontakt behält. Der Monitor kann auch verwendet werden, wenn das Baby über der Windel oder Hose, an die Hero^{MD} befestigt ist, leicht bekleidet ist (zum Beispiel mit einem Strampler).
- Aber zu viel Kleidung kann den Alarm dämpfen oder abschwächen. Stellen Sie sicher, dass der Alarm hörbar ist, wenn das Baby angezogen und/oder zugedeckt ist.

9. BETRIEBSEINSTELLUNGEN

9.1 Akustische "tick"

Diese Funktion lässt den Hero^{MD} ein hörbares 'Tick' bei jeder Atembewegung entsenden. Zur Aktivierung des hörbaren Tick-Tons stellen Sie sicher, dass Hero^{MD} EINGESCHALTET ist und drücken Sie die MODE/OFF-Taste (7) kurz (weniger als 1 Sekunde). Um die Lautstärke des Tick-Tons zu erhöhen, drücken Sie die MODE/OFF-Taste noch einmal für mittlere Lautstärke und erneut für hohe Lautstärke. Zum Ausschalten drücken Sie kurz die MODE/OFF Taste ein viertes Mal - Hero^{MD} wird einen lauterem Signalton abgeben. Diese Einstellung kann in Verbindung mit einem Babyfon genutzt werden, damit Sie die Bewegungen des Babys aus der Ferne "hören".

9.2 Weckalarm

Während der Überwachung vibriert Hero^{MD} sanft, um das Baby zu wecken, wenn für 15 Sekunden keine Atembewegung erkannt wird. Wenn eine Atembewegung in den nächsten 5 Sekunden fortgesetzt wird, blinkt das Atmungslicht (3) rot bei jeder nachfolgenden Atembewegung als Hinweis, dass es einen Zwischenfall gegeben hat.

Bei aktiviertem Weckalarm ändert sich das Atmungslicht (3) auf ein rotes Blinken alle 2 Sekunden und Hero^{MD} lässt alle 2 Sekunden einen akustischen Signalton ertönen.

Dies warnt Sie, dass Ihr Baby drei Mal jegliche Atmung für 15 Sekunden gestoppt und nach der Vibration des Hero^{MD} seine Atmung fortgesetzt hat.

Hinweis: Wenn innerhalb von 5 Sekunden nach einer Vibration keine Atmung fortgesetzt wird, ertönt der volle akustische Alarm und das Alarmlicht (4) blinkt rot. Dieser Weckalarm wird automatisch jedes Mal, wenn Hero^{MD} EINGESCHALTET ist, aktiviert. Zur Deaktivierung dieser Warnung während der Überwachung, müssen Sie Hero^{MD} EINSCHALTEN und die MODE/OFF-Taste (6) für mehr als 1 Sekunde drücken bis das Gerät einen Signalton ertönen lässt, kurz vibriert und das Atmungslicht (3)

und des Alarmlichts (4) gleichzeitigen aufleuchten. Wenn Sie die Warnung erneut aktivieren möchten, schalten Hero^{MD} komplett aus (drücken Sie beide ON/OFF (6) und MODE/OFF (7) Tasten gleichzeitig), dann schalten Sie ihn wieder EIN (ON) (der Weckalarm wird automatisch aktiviert, wenn Hero^{MD} eingeschaltet ist).


9.3 **Atmungsfrequenz-Warnung**

Die Atmungsfrequenz-Warnung alarmiert Sie, bei weniger als 8 Atembewegungen pro Minute. Das Atmungslicht (3) blinkt orange und die Atmungsfrequenz-Warnung ertönt (zweimaliger Piepton jede Sekunde). Diese Funktion wird automatisch jedes Mal, wenn Hero^{MD} EINGESCHALTET ist, aktiviert. Zur Deaktivierung dieser Warnung während der Überwachung, müssen Sie Hero^{MD} EINSCHALTETEN und die MODE/OFF-Taste (6) für mehr als 1 Sekunde drücken bis das Gerät einen Signalton ertönen lässt. Das Warnsignal wird angezeigt, mit einem gleichzeitigen, kurzen doppelten Piepton, mit einer kurzen Vibration und einem gleichzeitigen Aufleuchten des gelben Atmungslicht (3) und des Alarmlichts (4). Wenn Sie die Warnung erneut aktivieren möchten, schalten Sie Hero^{MD} komplett aus (drücken Sie beide ON/OFF (6) und MODE/OFF (7) Tasten gleichzeitig), und schalten Sie ihn dann wieder EIN (ON). Der Alarm für die Atmungsrate wird automatisch aktiviert, wenn Hero^{MD} eingeschaltet ist.

10. BATTERIE

10.1 Batterielicht

Wenn die Batterie während des Überwachungsmodus erschöpft ist, blinkt das Batterielicht (2) wie folgt:-

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>3 hörbare Pieptöne alle 4 Sekunden und ein rotes Aufleuchten alle 2 Sekunden</p> | <p>Wenn die Batterie fast leer ist, wechseln Sie die Batterie vor einer weiteren Verwendung des Monitors aus (<i>siehe Abschnitt 10.3 Batteriewechsel</i>).</p> |
|---|---|---|

10.2 Batteriedauer

Die Lebensdauer einer austauschbaren Batterie hängt ganz vom Gebrauch ab. Die Lebensdauer der Batterie variiert, wenn der Tagesgebrauch und/oder die Dauer bzw. die Anzahl der Alarme sich vom angegebenen Durchschnitt unterscheiden. Ein unnötiges Ein- und Ausschalten verkürzt die Lebensdauer der Batterie. Falls die Alarmrate sehr hoch ist, überprüfen Sie die Windelpassform.

Bitte beachten Sie, dass die Produktgarantie sich nicht auf die Batterie erstreckt.

Die übliche Betriebsdauer der Batterie, bei einer Betriebszeit von durchschnittlich 8 Stunden täglich, beträgt 4-6 Monate.

10.3 Batteriewechsel

Für alle MD-Modelle: Verwenden Sie eine CR2 (CR15270) Batterie, die Sie in jedem Einzelhandel kaufen können. (Informationen zu Ihrem nationalen Vertreter finden Sie auf unserer website www.snuza.com).

10.3.1 Verwenden Sie Ihren Fingernagel oder ein kleines, flaches Werkzeug. Ziehen Sie die Öffnungstaste für den Batteriedeckel (10) auf der Unterseite des Monitors durch leichtes Andrücken (Abbildung 2 und

Abbildung 3) zurück und heben Sie den Deckel gleichzeitig an (Abbildung 4).




Fig 1



Fig 2




Fig 3



Fig 4

10.3.2 Entfernen Sie die leere Batterie, indem Sie mit dem Hero^{MD} mit nach unten zeigendem und geöffnetem Batteriefach behutsam auf Ihre Handinnenfläche klopfen.

10.3.3 Legen Sie die neue Batterie mit dem Negativ-Pol zuerst (Abbildung 3) ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität korrekt ist (richten Sie das positive Ende '+' der Batterie mit dem '+'-Symbol im Batteriegehäuse wie angegeben aus). Legen Sie den Batteriedeckel ein und stellen Sie sicher, dass er richtig geschlossen ist (Abbildung 6).




Fig 5



Fig 6

Verwenden Sie den Monitor nicht, wenn der Batteriedeckel nicht richtig platziert ist.

10.3.4 Testen Sie das Gerät und überprüfen Sie, dass die Batterieanzeigeleuchte grün aufleuchtet.

10.3.5 Wenn ein Alarmsignal ertönt, nachdem die Batterie ausgetauscht wurde, drücken Sie gleichzeitig die ON/OFF und die OFF/MODE Taste, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Das falsche Platzieren der Batterie kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Bitte folgen Sie den obigen Anweisungen.

11. WARTUNG

11.1 Entsorgung

Das Gerät, die Batterie und Verpackungsmaterial müssen entsprechend den Rechtsvorschriften Ihres Landes für die Entsorgung das Recycling von Batterien entsorgt werden.

11.2 Reinigung und Lagerung

- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch über den Monitor, um Schmutz zu entfernen. Für hartnäckige Verunreinigungen können Sie zudem eine milde Seife verwenden.
- Benutzen Sie jedoch keine anderen Reinigungsmittel, da diese schädliche Chemikalien enthalten können.
- Das Gerät ist Spritzwasser geschützt, aber nicht wasserfest. Tauchen Sie den Baby Bewegungsmonitor nicht in Wasser und trocknen Sie ihn sofort, falls er nass werden sollte.
- Beim Wechsel der Batterie kann Schmutz zwischen der Batteriewechselklappe und dem Gehäuse gegebenenfalls mit einem trockenen Wattestäbchen gereinigt werden, wenn der Batteriedeckel (9) entfernt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung frei von Schmutz ist bevor Sie den Batteriedeckel wieder einlegen, da Verunreinigungen die Dichtung beeinträchtigen könnten.
- Wenn Sie den Monitor nicht benutzen, verwahren Sie ihn in der dafür. Lagere nicht in einer feuchten Umgebung.

12. FEHLERBEHEBUNG

- Überprüfen Sie die richtige Passform und Platzierung von Hero^{MD} an der Windel des Babys (*siehe Abschnitt 5 Windelpassform und Abschnitt 6 Anbringen Ihres Hero^{MD}*).
- Batterieausfall. Die Batteriestatusanzeige (2) wird rot (*siehe Abschnitt 9.3 Batteriewechsel*).

Bitte besuchen Sie unsere Homepage www.snuza.com für weitere Informationen.





13. HAFTUNG

Kunden benutzen dieses Gerät auf eigene Gefahr und Snuzza International (Pty) Ltd, seine Angehörigen, Angestellten, Repräsentanten, Lieferanten, Hersteller, Händler und Partner ("Snuzza") können für Verlust, Schäden oder Verletzungen des Kunden oder anderer Personen, die aus oder in Verbindung mit dem Gebrauch oder der Herstellung des Geräts entstehen, nicht haftbar gemacht werden. Das schließt den Verlust, Schäden oder Verletzungen des Kunden oder anderer Personen ein, die Folge von Fehlern hinsichtlich des Geräts sind, und alle Gewährleistungen und jegliche anderweitige Haftung, aus welchen Gründen auch immer, werden hiermit ausgeschlossen, und der Kunde stellt Biosentronics cc hinsichtlich solcher Haftung hiermit frei.

14. GARANTIE

garantiert für eine Zeitdauer von 24 Monaten ab Kaufdatum und mit einem Kassenbeleg, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantieverpflichtung beschränkt sich auf den kostenlosen Ersatz des Monitors und beinhaltet keine Versandkosten. Unsere Garantie erstreckt sich auf alle Länder, in denen unser Produkt verkauft wird. Durch die Benutzung akzeptiert der Kunde alle Haftungsbestimmungen. Wir behalten uns das Recht vor Änderungen der Garantieb Bestimmungen jederzeit ohne Vorankündigung durchzuführen. Die Garantie beinhaltet keine Schäden, die durch mangelhafte Anwendung, die Batterie, Manipulation, Missbrauch oder Transport entstanden sind.

15. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
|  | TypeBF Anwendungsteil |
|  | CE Kennzeichnung nach Annex II von MDD 93/42/EEC |
| <p>IP52</p> | IP52 Das Gehäuse des Monitors ist gegen das Eindringen von Tropfwasser geschützt |
|  | Geräteseriennummer (die ersten zwei Ziffern zeigen das Baujahr an) |
|  | Siehe Abschnitt zu Entsorgung für die richtige Entsorgung des Monitors |
| <p>Typische Lebensdauer</p> | Hero ^{MD} hat eine erwartete Lebensdauer von 2 Jahren nach dem Herstellungsdatum |
| <p>Umgebungsbedingungen</p> | <p>Zulässige Betriebs- und Umgebungsbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatur: 5 °C bis 40 °C · Luftfeuchtigkeit 15% bis 93%, nicht kondensierend · Luftdruck: 700HPA bis 1060HPA |

| | |
|---|--|
| Aufbewahrung, nachdem das Gerät aus seiner Schutzverpackung entfernt wurde und auch anschließend zwischen den Einsätzen | · 25 °C ohne Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit; und +70 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 93%, nicht-kondensierend |
| Energiequelle | Intern gespeist |
| Batterie Spezifikation | Gebräuchliche Bezeichnung: CR2 IEC: CR17355 3.0 Volt 800 mAh Größe (mm): 26 x 15 x 15 Lithium |
| Schalldruckpegel | 75dBm bei 10cm |

Scannen Sie den folgenden QR Code, um die Tabellen zur elektromagnetischen Verträglichkeit einzusehen:



Kontaktieren Sie uns:

Für Hilfe bei der Benutzung oder Wartung oder um unerwartete Vorgänge und Ereignisse zu melden, kontaktieren Sie uns via:

Internet: www.snuza.com/contact/

Email: support@snuza.com

Tel: +27 (0)21 461 8530

Adresse: Unit 8-11 Roeland Square, Roeland Street, Cape Town, South Africa, 8001.

snuza® | HERO^{MD}

SNUZA® HERO^{MD} przenośny monitor oddechu
dla niemowląt

INSTRUKCJA UŻYWANIA



Przed rozpoczęciem używania, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.



Uwaga: SNUZA® HERO^{MD} przenośny monitor oddechu dla niemowląt może nie wykryć wszystkich zdarzeń zagrażających życiu.

SNUZA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Firmy Snuzza (Pty) Ltd



Snuza (Pty) Ltd
Unit 8-11 Roeland Square, Roeland Street,
Cape Town, 8001, South Africa.



Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swatar, BKR 4013 Malta
e-mail: info@advenamedical.com

Importer:

Grow Smart & Partners Mariusz Sasiak
Adres siedziby:
ul. Wincentego Janasa 15A/26, 40-855 Katowice
Adres biura handlowego:
ul. Gallusa 12/13, 40-594 Katowice
www.snuza.pl



Wyprodukowany w RPA, Opatentowany

Numerы patentów: 2008212520 | 2,677,990 | EP 2124748 | 08709966.9/2124748 | 200300 |
2009-548789 | MX/a/2009/008469 | 578560 | 2,009,134,887 | 2009/05652 | 2359364 | 8,461,996

SPIS TREŚCI

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | WAŻNE INFORMACJE | 4 |
| 2. | WPROWADZENIE | 5 |
| 3. | ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PRZECIWWSKAZANIA | 5 |
| 4. | ELEMENTY MONITORA | 6 |
| 5. | SZYBKI PRZEWODNIK – JAK ZACZAĆ | 7 |
| 6. | ZAKŁADANIE MONITORA | 8 |
| 7. | DOPASOWANIE URZĄDZENIA | 8 |
| 8. | DZIAŁANIE MONITORA | 9 |
| 9. | USTAWIENIA | 10 |
| 10. | BATERIA | 12 |
| 11. | ZASADY UŻYTKOWANIA | 12 |
| 12. | NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY | 13 |
| 13. | ZASTRZEŻENIE | 13 |
| 14. | GWARANCJA | 13 |
| 15. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | 14 |

1. WAŻNE INFORMACJE

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

Za każdym razem upewnij się czy elastyczna końcówka przenośnego monitora SNUZA® HERO^{MD}, w którą wbudowany jest sensor monitorujący ruchy oddechowe, jest w stałym kontakcie z brzuszkiem dziecka.


ZAWSZE:

Zawsze używaj właściwego rozmiaru pieluszki. Jeśli pieluszka jest zbyt luźna, monitor SNUZA® HERO^{MD}, może być nieprawidłowo umieszczony, co spowoduje, że nie będzie w odpowiednim kontakcie z brzuszkiem dziecka. Zawini pieluszkę wzdłuż jej górnej krawędzi przed założeniem monitora, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie urządzenia.

Użyj rzepów, aby pieluszka dobrze przylegała do brzuszka dziecka.

Przed założeniem monitora oddechu na pieluszkę przeprowadź test urządzenia na płaskiej nieruchomej powierzchni zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 8.

Dopiero po przeprowadzeniu testu możesz umieścić przenośny monitor SNUZA® HERO^{MD}, na odpowiednio zawiniętą część pieluszki wykorzystując pełny zakres jego uchwytu - zaczepu do pieluszki (patrz punkt 6).



Upewnij się, że przenośny monitor SNUZA® HERO^{MD}, jest przypięty bezpośrednio do pieluszki, a sensor ruchów oddechowych (1) jest w stałym kontakcie z brzuszkiem dziecka.

Należy zawsze wykonywać prawidłowo wszystkie czynności związane z uruchomieniem i używaniem monitora (zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji), aby upewnić się, że ruchy oddechowe twojego dziecka są odpowiednio monitorowane, jak również, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia fałszywych alarmów spowodowanych nieodpowiednim umieszczeniem lub brakiem styczności monitora z brzuszkiem dziecka.

UWAGA:

Postępuj ostrożnie z monitorem SNUZA® HERO^{MD}, w taki sposób, aby nie uszkodzić uchwytu - zaczepu do pieluszki (9) lub końcówki, w której znajduje się sensor ruchów oddechowych (1).



2. WPROWADZENIE

PRZEZNACZENIE:

SNUZA® HERO^{MD} przenośny monitor oddechu dla niemowląt przeznaczony jest do monitorowania ruchów oddechowych u niemowląt i wykrywania bezdechu.

PRZEWIDZIANO UŻYTKOWNIK URZĄDZENIA:

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie przez opiekunów dziecka (osoby dorosłe). Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego przeczytania ze zrozumieniem niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania wszystkich informacji w niej zawartych.

ŚRODOWISKO PRACY:

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w środowisku domowym.

SNUZA® HERO^{MD} przenośny monitor oddechu dla niemowląt bezpiecznie i wygodnie monitoruje ruchy oddechowe dziecka podczas snu, co umożliwi podjęcie interwencji w przypadku wystąpienia bezdechu lub niskiej liczby ruchów oddechowych.

Monitor powinien być przypięty do pieluszki, co umożliwi jego przeniesienie (aby zapewnić mobilność urządzenia). Do pracy urządzenia nie są wymagane żadne przewody, płyty sensoryczne lub płaskie powierzchnie. Monitor zasilany jest bateryjnie, nie jest wymagane zasilanie sieciowe.

Włącz monitor i przeprowadź test urządzenia na płaskiej powierzchni. Następnie przypnij uprzednio sprawdzony i włączony monitor do pieluszki i monitoruj swoje dziecko. Monitor wykrywa najmniejsze ruchy oddechowe i zaalarmuje, jeśli liczba ruchów oddechowych obniży się do 8 na minutę (ostrzeżenie to można wyłączyć) lub jeśli monitor nie wykryje żadnych ruchów oddechowych przez okres 20 sekund.

Jeśli ruchy oddechowe nie zostaną wykryte przez 15 sekund, w pierwszej kolejności, urządzenie zacznie wibrować, aby pobudzić dziecko do wznowienia oddechu. Jeśli po pobudzeniu wibracjami oddech zostanie wznowiony w ciągu 5 sekund, wskaźnik oddechu (3) będzie migał na czerwono, aby zasignalizować 15 sekundową przerwę w oddychaniu. Jeśli urządzenie wykryje 3 takie zdarzenia (będzie to zasignalizowane uruchomieniem 3-krotnej wibracji spowodowanej brakiem oddechu), po wystąpieniu 3 takiego przypadku zostanie uruchomiony krótki sygnał dźwiękowy i pojawi się migająca, co 2 sekundy dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3). W razie wystąpienia takiej sytuacji sygnał dźwiękowy będzie tak długo emitowany, aż opiekun dziecka podejdzie do dziecka i wyłączy alarm. Alarm może być wyłączony przez krótkie, jednocześnie naciśnięcie przycisków: "ON/OFF"/„Włącz/Wyłącz” (7) i "MODE/OFF"/„Funkcje/Wyłącz” (6) lub poprzez wyłączenie monitora i jego ponowne włączenie. Funkcja alarmu pobudzania wibracjami może być na stałe wyłączona poprzez naciśnięcie przycisku "MODE/OFF"/„Funkcje/Wyłącz” (6) przez 2 sekundy, co zostanie zasignalizowane krótkim dźwiękiem oraz migającymi diodami wskaźnika ruchów oddechowych (3) i wskaźnika alarmu (4). Jeśli urządzenie zostanie wyłączone i włączone ponownie funkcja alarmu pobudzania wibracjami zostanie automatycznie uruchomiona.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PRZECIWWSKAZANIA

- ⓘ Urządzenie nie jest przeznaczone do zapobiegania i monitorowania obturacyjnego bezdechu sennego.
- ⓘ Monitor powinien być stosowany tylko wtedy, gdy dziecko znajduje się w stacjonarnym łóżku/łóżeczku.
- ⓘ Ruch pochodzący ze źródeł zewnętrznych, np.: jazda wózkiem albo podróż samochodem lub samolotem, może zostać wykryty przez sensor monitora. Jeśli w pobliżu obecne są zewnętrzne źródła ruchu, nie można polegać wyłącznie na pracy monitora.
- ⓘ Monitorowane dziecko musi spać we własnym oddzielnym łóżeczku/łóżku, ponieważ monitor może wykryć także ruch oddechowy lub jakiegokolwiek ruch innej osoby lub zwierzęcia, która/które śpi lub przebywa z dzieckiem w łóżku. W tej sytuacji urządzenie nie podniesie alarmu tak długo jak będzie wykrywało ruch osoby lub zwierzęcia przebywającej/przebywającego w pobliżu. Nawet w sytuacji, gdy monitorowane dziecko przestało oddychać.




- ☐ Urządzenia (nadajniki) stacjonarne lub przenośne wykorzystujące komunikację radiową, takie jak: telefony komórkowe, video nianie, telefony bezprzewodowe, walkie-talkies, bezprzewodowe routery, radia itp. mogą zakłócać pracę urządzenia (w tej sytuacji nie jest gwarantowana pełna zdolność urządzenia do wykrywania ruchów oddechowych). Monitor nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 1 metr od tych urządzeń (należy przestrzegać wymaganego odstępów między urządzeniami wykorzystującymi częstotliwości radiowe).
- ☐ Niedozwolone są jakiegokolwiek modyfikacje, ingerencje, demontaż lub naprawy urządzenia.
- ☐ Monitor jest wyrobem indywidualnego, osobistego użytku. Nie może być ponownie lub równocześnie używany przez inne dziecko. Urządzenie nie może być stosowane, podczas spania lub przebywania jednocześnie z monitorowanym dzieckiem, innej osoby lub zwierzęcia w 1 łóżeczku/łóżku.
- ☐ Jeśli z nieznanych przyczyn jakiegokolwiek mała część monitora została oderwana, należy ją usunąć ze względu na ryzyko udławienia.
- ☐ W przypadku wystąpienia podrażnienia lub zaczerwienienia związanego ze stosowaniem urządzenia, a także w szczególności podczas stosowania wyrobu u dzieci ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8.3. Jeśli objawy zaczerwienienia lub podrażnienia nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem lub z wytwórcą urządzenia poprzez stronę: www.snuza.com.
- ☐ Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Chronić urządzenie przed uszkodzeniem, wgnieciem, upadkiem. Jakiegokolwiek uszkodzenie monitora może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.
- ☐ Nie wkładać niczego do otworu głośnika (5).
- ☐ Nie dopuszczać do zalania/przemoczenia otworu głośnika (5).
- ☐ Unikać zginania sensora ruchów oddechowych.
- ☐ Nie używać nadmiernej siły, aby nie zaginać lub nie połamać uchwytu/zaczechu do pieluszki (9).
- ☐ Nie ciągnąć za przycisk blokady pokrywy baterii (11), poza osłonę blokady (12).
- ☐ Nijeszy monitor może nie być w stanie wykryć wszystkich zdarzeń zagrażających życiu.

4. ELEMENTY MONITORA

WIDOK Z PRZODU URZĄDZENIA



WIDOK Z TYŁU URZĄDZENIA




5. SZYBKI PRZEWODNIK – JAK ZACZAĆ

WAŻNE:

- 5.1. Używaj pieluszki o właściwym rozmiarze i upewnij się, że prawidłowo przylega do ciała dziecka (patrz punkt 6 „Zakładanie monitora”).
- 5.2. Nie włączaj monitora, gdy jest przyklejony do pieluszki dziecka.
- 5.3. Wykonaj najpierw test urządzenia. W tym celu połóż monitor na płaskiej nieruchomej powierzchni, następnie włącz poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „ON/OFF”/„Włącz/Wyłącz” (7).
- 5.4. Podczas „testu startowego” zostaną: włączone wszystkie lampki kontrolne (diody), uruchomione wibracje oraz 3 sygnały dźwiękowe, a także przeprowadzony zostanie test baterii oraz test sensora ruchów oddechowych (1). Jeśli test sensora ruchów oddechowych (1) zakończy się pomyślnie usłyszysz dźwięk sygnalizujący rozpoczęcie pracy monitora. Po przeprowadzonym teście nie wyłączaj monitora.
- 5.5. Po wykonaniu testu, zamocuj za pomocą zaczepu włączony monitor do pieluszki (9), w taki sposób, aby sensor ruchów oddechowych (1) był w bezpośrednim kontakcie z brzuszkiem (zobacz punkt 7 „Dopasowanie urządzenia”).
- 5.6. Przy każdym wykrywanym ruchu, dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) będzie migłała (pełny opis znajduje się w punkcie 8.2).
- 5.7. Jeśli ruch oddechowy nie zostanie wykryty przez 15 sekund, monitor zacznie wibrować, aby pobudzić dziecko do wznowienia oddechu.
- 5.8. Jeśli ruch oddechowy zostanie wznowiony w ciągu 5 sekund po uruchomieniu wibracji, dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) będzie migłała na czerwono, aby zasygnalizować 15 sekundową przerwę w oddychaniu.
- 5.9. Po 3-krotnej wibracji, aktywowane jest ostrzeżenie pobudzenia – monitor wydaje sygnał, co 2 sekundy i dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) będzie migłała na czerwono przy każdym emitowanym dźwięku.
- 5.10. Jeśli okres bezdechu osiągnie 20 sekund, zostanie podniesiony głośny alarm, uruchomią się wibracje i zacznie migać na czerwono dioda wskaźnika alarmu (4).
- 5.11. Opiekun dziecka/Osoba dorosła zajmująca się dzieckiem musi natychmiast podejść do dziecka.
- 5.12. Należy wyłączyć alarm.
- 5.13. Alarm można wyłączyć poprzez krótkie, jednoczesne naciśnięcie przycisków: „ON/OFF”/„Włącz/Wyłącz” (7) i „MODE/OFF”/„Funkcje/Wyłącz” (6) lub poprzez wyłączenie monitora i jego późniejsze ponowne włączenie.
- 5.14. Po zakończeniu używania należy wyłączyć urządzenie. W tym celu nacisnąć równocześnie przyciski: „ON/OFF”/„Włącz/Wyłącz” (7) i „MODE/OFF”/„Funkcje/Wyłącz”, do momentu, aż będzie słyszalny charakterystyczny dźwięk wyłączenia urządzenia.

6. ZAKŁADANIE MONITORA



WAŻNE:

Właściwe dopasowanie pieluszki jest niezbędne dla prawidłowego działania monitora. Przednią część pieluszki zawinąć wzdłuż górnej krawędzi i upewnić się, że pieluszka dobrze przylega do brzuszka dziecka (na zawiniętą w ten sposób część pieluszki należy założyć monitor).

Pieluszka powinna dobrze przylegać do ciała, a jej górna krawędź powinna przebiegać tuż pod pępkiem dziecka. Zbyt luźne zapięcie pieluszki może spowodować, że sensor ruchów oddechowych (1) nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z brzuszkiem dziecka i monitor podniesie fałszywy alarm.

„Pełna pieluszka” lub bardzo mokra, może także spowodować odchylenie się /odsunięcie sensora ruchów oddechowych (1) od brzuszka. Jeśli dziecko śpi na boku, monitor powinien być umieszczony nieco dalej od pępka, bliżej materaca.



Podczas zakładania urządzenia przestrzegaj również informacji zawartych w punkcie 1 „Ważne informacje”.

7. DOPASOWANIE URZĄDZENIA

Monitor należy założyć w taki sposób, aby było możliwe swobodne włożenie palca pomiędzy pieluszką, a ciałem dziecka. Upewnij się, że monitor jest prawidłowo założony na pieluszcze. Zachowaj ostrożność podczas zakładania, dopasowania i zdejmowania, aby nie wyrządzić dziecku krzywdy.

Należy sprawdzić czy pokrywa baterii (10) jest prawidłowo zamknięta. Następnie załóż monitor na pieluszkę wsuwając go do pełnej głębokości zakresu zaczepu do pieluszki (9), tak jak jest to przedstawione na poniższej ilustracji.



Upewnij się, że sensor ruchów oddechowych (1) jest w stałym kontakcie z brzuszkiem dziecka, najlepiej w okolicy pępka (patrz ilustracja obok). Jeśli podczas snu dziecko przybierze inną pozycję, np. na boku, monitor należy zamocować nieco dalej od pępka w kierunku bocznej części ciała dziecka.




Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby dzieci układać do snu zawsze na plecach (na wznak) chyba, że lekarz zaleci inaczej. Dowiedz się więcej na stronie <http://www.who.int/en>

8. DZIAŁANIE MONITORA

8.1. URUCHOMIENIE

Przenośny monitor SNUZA® HERO^{MD} nie może być uruchomiony od razu na pieluszcze dziecka. Należy najpierw uruchomić urządzenie na płaskiej nieruchomej powierzchni i przeprowadzić test. Włącz monitor naciskając przycisk "ON/OFF"/„Włącz/Wyłącz” (7), następnie rozpocznie się test monitora. Sprawdzone zostaną diody, wibracje, alarm dźwięku oraz stan naładowania baterii. Jeżeli podczas testu zostaną wykryte jakiegokolwiek usterki, włączy się alarm testu. W razie włączenia alarmu urządzenie nie może być stosowane. Po przeprowadzonym teście baterii, dioda wskaźnika baterii (2) zaświeci się 3 razy z jednoczesnym pojedynczym sygnałem dźwiękowym, co oznacza, że test został pomyślnie zakończony i monitor działa prawidłowo. Po zakończeniu testu **włączony monitor** należy umieścić na pieluszcze.

Wyjaśnienie znaczenia kolorów diody wskaźnika baterii (2):

| Kolor diody | Opis |
|--|--|
|  Zielony | Bateria OK (odpowiedni poziom naładowania baterii). |
|  Pomarańczowo-żółty | Bateria bliska wyczerpaniu – monitor może być używany, ale baterię należy wymienić jak najszybciej. |
|  Czerwony | Bateria jest wyczerpana. Monitor nie może być używany, należy niezwłocznie wymienić baterię na nową. Zostanie uruchomiony sygnał niskiego poziomu baterii. |

Jeśli dioda wskaźnika baterii (2) świeci się w kolorze zielonym lub pomarańczowo-żółtym, urządzenie przeprowadzi test sensora ruchów oddechowych (1). Test sensora może trwać od 1 do 40 sekund, jeśli urządzenie nie wykryje żadnego ruchu. Jeśli test zostanie nieprawidłowo wykonany przez użytkownika (niezgodnie z zaleceniami), urządzenie zasygnalizuje ten fakt, poprzez uruchomienie, co 2 sekundy sygnału dźwiękowego oraz poprzez migającą na czerwono diodę wskaźnika ruchów oddechowych (3) i diodę wskaźnika alarmu (4). Pamiętaj, że podczas testu urządzenie musi być umieszczone na nieruchomej powierzchni. Jeśli w ciągu 40 sekund test nie zakończy się powodzeniem i włączy się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone i nie może być dalej używane.

Jeśli test sensora ruchów oddechowych (1) zakończy się prawidłowo, będzie wtedy słyszalny charakterystyczny dźwięk rozpoczęcia pracy i jednocześnie dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) zamiga na zielono, co będzie wskazywało na rozpoczęcie pracy. Dopiero wtedy włączony monitor można umieścić na pieluszcze (Patrz punkt 7 „Dopasowanie urządzenia”).

OSTRZEŻENIE:





Zawsze przed użyciem należy upewnić się czy poziom naładowania baterii jest odpowiedni (dioda o zielonym lub pomarańczowo-żółtym kolorze), aby zapewnić prawidłową pracę monitora.

NIE WOLNO UŻYWAĆ MONITORA, jeśli zaświeci się migająca na czerwono dioda wskaźnika baterii (2) oraz będą słyszalne krótkie, co 1 sekundę dźwięki, oznacza to, że bateria jest rozładowana lub bliska wyczerpania. Należy niezwłocznie wymienić baterię na nową (patrz punkt 10.3 „Wymiana baterii”). Przed wymianą baterii albo po zakończeniu używania należy wyłączyć urządzenie, poprzez równocześnie naciśnięcie przycisków: "ON/OFF"/„Włącz/Wyłącz” (7) i "MODE/OFF"/„Funkcje/Wyłącz”, będzie wtedy słyszalny charakterystyczny dźwięk wyłączenia urządzenia.



8.2. MONITOROWANIE

Podczas monitorowania, zaświeci się na zielono dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3), informująca o każdym ruchu oddechowym dziecka. Jeśli pojawią się niepożądane zdarzenia (np. zbyt niska liczba ruchów oddechowych lub brak ruchów oddechowych), wskaźnik alarmu (4) zaświeci się co 3 sekundy, umożliwiając w ten sposób zaalarmowanie osoby dorosłej sprawującej obecnie opiekę nad dzieckiem. Jeśli ruchy oddechowe dziecka zostaną ponownie wykryte, zielona dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) będzie migiała przy każdym ruchu oddechowym.

Wyjaśnienie znaczenia kolorów diody wskaźnika ruchów oddechowych (3):

| Kolor diody | | Opis |
|---|--|---|
|  | Zielony – przy każdym ruchu oddechowym. | Dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) zaświeci się na zielono przy każdym ruchu oddechowym, pod warunkiem, że wcześniej nie zostały wykryte żadne zdarzenia. |
|  | Żółty oraz słyszalny, co 1 sekundę dwutonowy sygnał dźwiękowy. | Dioda wskaźnika zaświeci się na żółto, jeśli liczba ruchów oddechowych obniży się do 8 na minutę. Natomiast jeśli oddech zostanie wznowiony i liczba ruchów oddechowych wzrośnie powyżej 8 oddechów na minutę, wskaźnik ruchów oddechowych (3) automatycznie zaświeci się na zielono (oznacza to, że ruchy oddechowe są w normie) i sygnał ostrzegawczy się wyłączy. Funkcję tę można wyłączyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 9.3 „Ostrzeżenie o niskiej liczbie ruchów oddechowych”. |
|  | Czerwony – przy każdym ruchu oddechowym. | Jeśli dioda wskaźnika zapali się w kolorze czerwonym, oznacza to, że zostało wykryte, co najmniej jedno zdarzenie związane z brakiem ruchów oddechowych w ciągu 15 sekund oraz jeśli oddech został wznowiony dopiero po uruchomieniu wibracji urządzenia (patrz informacje poniżej). |
|  | Czerwony – przy każdym ruchu z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | Jeśli dioda wskaźnika zapali się w kolorze czerwonym i jednocześnie będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, oznacza to, że wystąpiły 3 zdarzenia związane z wibrowaniem urządzenia (zostało uruchomione ostrzeżenie pobudzenia). Funkcję tę można wyłączyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 9.2 „Ostrzeżenie pobudzenia”. |

Wyjaśnienie znaczenia kolorów diody wskaźnika alarmu (4):

| Kolor diody | | Opis |
|---|--|--|
|  | Migająca na czerwono dioda, w połączeniu z wibracjami i z 5 sygnałami dźwiękowymi. | Jeśli ruchy oddechowe nie zostaną wykryte przez 15 sekund, monitor zacznie delikatnie wibrować, aby pobudzić dziecko do wznowienia oddechu. Dioda wskaźnika alarmu (4) będzie migać na czerwono ze słyszalnym jednocześnie sygnałem dźwiękowym. Jeśli ruchy oddechowe zostaną ponownie wykryte przez kolejne 5 sekund, dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) będzie migiała na czerwono przy każdym kolejnym ruchu oddechowym. Taka sytuacja wskazuje, że miało miejsce zdarzenie, w którym nie wykryto ruchów oddechowych przez 15 sekund. |
|  | Migająca na czerwono dioda, w połączeniu z głośnym alarmem. | Jeśli monitor nie wykryje ruchów oddechowych przez kolejne 5 sekund, po tym jak urządzenie zacznie wibrować (20 sekund w całym okresie bezdechu), dioda wskaźnika alarmu (4) będzie migiała na czerwono i monitor podniesie głośny alarm. Opiekun dziecka/Osoba dorosła zajmująca się dzieckiem musi natychmiast podejść do dziecka. Alarm może być wyłączony tylko poprzez całkowite wyłączenie monitora, za pomocą jednoczesnego naciśnięcia przycisków: „ON/OFF”/„Włącz/Wyłącz” (7) i „MODE/OFF”/„Funkcje/Wyłącz” (6). |

UWAGA:

Jeśli u dziecka stwierdzono lub występują bezdechy, rodzic/osoba dorosła sprawująca opiekę nad dzieckiem musi odbyć odpowiednie szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego postępowania w sytuacji, gdy u dziecka występują bezdechy.

8.3. UBIÓR/OZDIEŻ DZIECKA W TRAKCIE UŻYWANIA URZĄDZENIA

- ☐ Urządzenie może być zapięte do pieluszki lub majteczek z gumką elastyczną, tak długo jak sensor ruchów oddechowych (1) ma styczność z ciałem dziecka w okolicach jego brzuszka.
- ☐ Miękką końcówką sensora jest hipoalergiczna i wykonana z silikonu medycznego. Mało prawdopodobne jest, aby na skórze dziecka pojawiło się zaczerwienienie i/lub podrażnienie w miejscu, w którym sensor ruchów oddechowych (1) ma bezpośrednią styczność z brzuskiem. W razie wystąpienia działań niepożądanych (podrażnienia lub zaczerwienienia) zalecane jest używanie monitora bezpośrednio na ubranie przylegające do ciała dziecka w taki sposób, aby sensor ruchów oddechowych (1) miał styczność z brzuskiem dziecka i miał możliwość wykrycia ruchów oddechowych. Można też umieścić monitor w innym miejscu z daleka od miejsca podrażnienia, najlepiej bliżej bocznej części ciała dziecka (bliżej boku).
- ☐ Monitor może być także używany, jeśli dziecko ma na sobie ubranko wykonane z cienkich materiałów, które zakrywa przypięte urządzenie.
- ☐ Średnio-grube lub grubsze ubranko lub ubranka jedno- lub kilkuwarstwowe, mogą wytlumić sygnał dźwiękowy monitora. Należy za każdym razem upewnić się, że dźwięki są dobrze słyszalne, jeśli dziecko jest w grubszym ubranku lub jest dodatkowo przykryte np. kocykiem, pledem, kolderką itp.

9. USTAWIENIA

9.1. FUNKCJA DŹWIĘKÓW - SŁYSZALNE CHARAKTERYSTYCZNE „TYKANIE”

Funkcja ta sprawia, że będzie włączony dźwięk przy każdym ruchu oddechowym. Przed uruchomieniem funkcji upewnij się, że monitor jest włączony, a następnie naciśnij krótko, ale nie dłużej niż 1 sekundę, przycisk „MODE/OFF”/„Funkcje/Wyłącz” (6). Jeśli chcesz zwiększyć głośność, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Natomiast, jeśli chcesz wyłączyć dźwięk naciśnij ten przycisk 4 razy. Z funkcji tej możesz korzystać, jeśli podczas snu dziecka chcesz słyszeć każdy ruch oddechowy z odległości.

9.2. FUNKCJA OSTRZEŻENIE POBUDZENIA

Jeśli podczas monitorowania, ruchy oddechowe nie zostaną wykryte przez 15 sekund, monitor zacznie delikatnie wibrować, aby pobudzić dziecko do wznowienia oddechu. Jeśli ruchy oddechowe zostaną wykryte przez kolejne 5 sekund dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) zacznie migać na czerwono, informując opiekuna dziecka/osobę dorosłą sprawującą obecnie opiekę nad dzieckiem, że miało miejsce zdarzenie, w którym dziecko nie oddychało przez 15 sekund. Jeśli miały miejsce 3 takie przypadki dioda wskaźnika ruchów oddechowych (3) będzie migać, co 2 sekundy na czerwono i jednocześnie będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.

UWAGA:

Urządzenie w dalszym ciągu będzie monitorować ruchy oddechowe i będzie słyszalny dźwięk. Jeśli monitor będzie włączony, funkcja ta będzie uaktywniana za każdym razem jeśli wystąpią, co najmniej 3 zdarzenia, które uruchomią wibracje. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, upewnij się, że monitor jest włączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „MODE/OFF”/„Funkcje/Wyłącz” (6) do momentu, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Uruchomi się wtedy wibracja i jednocześnie zamigają diody wskaźników ruchów oddechowych (3) i alarmu (4). Jeśli chcesz ponownie włączyć tę funkcję, najpierw wyłącz monitor, poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków: „ON/OFF”/„Włącz/Wyłącz” (7) i „MODE/OFF”/„Funkcje/Wyłącz” (6), a następnie ponownie włącz urządzenie (funkcja zostanie ustawiona domyślnie).

9.3. OSTRZEŻENIE O NISKIEJ LICZBIE RUCHÓW ODDECHOWYCH



System ostrzegania o niskiej liczbie ruchów oddechowych, zostanie włączony jeśli liczba ruchów oddechowych obniży się do 8 ruchów/1 minutę. Ostrzeżenie jest wydawane poprzez migającą na żółto diodę wskaźnika ruchów oddechowych (3) wraz ze słyszalnym, co 1 sekundę dźwiękiem. Przy każdym uruchomieniu monitora, funkcja ta automatycznie zostanie włączona.

Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję upewnij się, że monitor jest włączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „ON/OFF”/„Włącz/Wyłącz” (7), aż usłyszysz krótki podwójny sygnał dźwiękowy, poczujesz wibrację i jednocześnie zamigają diody wskaźnika ruchów oddechowych (3) oraz wskaźnika alarmu (4). Jeśli chcesz ponownie włączyć tę funkcję, najpierw wyłącz monitor, poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków: „ON/OFF”/„Włącz/Wyłącz” (7) i „MODE/OFF”/„Funkcje/Wyłącz” (6), a następnie ponownie włącz urządzenie (funkcja zostanie ustawiona domyślnie).

10. BATERIA

10.1. WSKAŹNIK BATERII

Jeśli poziom naładowania baterii będzie niski lub bliski wyczerpaniu dioda wskaźnika baterii zaświeci się następująco:

| Kolor diody | | Opis |
|--|---|--|
|   | Słyszalne 3 sygnały dźwiękowe, co 4 sekundy oraz dioda wskaźnika baterii (2) będzie migać, co 2 sekundy. | Oznacza to, że bateria jest wyczerpana. Monitor nie może być używany, należy niezwłocznie wymienić baterię (patrz punkt 10.3 „Wymiana baterii”). |


10.2. ŻYWOTNOŚĆ BATERII

Żywotność baterii jest ściśle związana ze sposobem użytkowania urządzenia, może znacząco się różnić, w zależności od częstotliwości oraz średniego dziennego czasu używania, a także od ilości i długości trwania alarmów. Często niepotrzebne włączanie i wyłączenie monitora znacznie skraca żywotność baterii. Należy pamiętać, że gwarancja urządzenia nie obejmuje baterii. Standardowy czas pracy przed wymianą baterii wynosi od 4 do 6 miesięcy, pod warunkiem użytkowania urządzenia średnio 8 godzin dziennie.

10.3. WYMIANA BATERII


Do urządzenia należy stosować baterię CR2 (CR15270), która jest ogólnie dostępna w sklepach.

- 10.3.1.** Za pomocą małego płaskiego elementu lub paznokcia odegnij zaczep blokady pokrywy baterii (11), a następnie podważ od spodu zamknięcie pokrywy komory baterii, tak jak jest to pokazane poniżej:



- 10.3.2.** Wyjmij zużyta baterię (delikatnie potrząśnij urządzeniem o dłoń tak, aby bateria wypadła).

- 10.3.3.** Włóż nową baterię zgodnie z poniższą ilustracją (zgodnie z oznaczeniem biegunowości: „+” do „+” i „-” do „-”). Zamknij pokrywę baterii i upewnij się, że jest prawidłowo zamknięta.



WAŻNE: Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli pokrywa komory na baterię jest nieprawidłowo zamknięta.

- 10.3.4.** Przeprowadź test monitora i upewnij się, że dioda wskaźnika baterii będzie migać na zielono.
- 10.3.5.** Jeśli urządzenie podniesie alarm po wymianie baterii, naciśnij jednocześnie przyciski: "ON/OFF"/„Włącz/Wyłącz” (7) i "MODE/OFF"/„Funkcje/Wyłącz” (6), aby wyłączyć monitor.

WAŻNE: Nieprawidłowe umieszczenie baterii (np. niezgodnie z oznaczeniem biegunowości lub zastosowanie nieodpowiedniego rodzaju baterii) może stanowić zagrożenie. Zawsze należy postępować z informacjami znajdującymi się w instrukcji.

11. ZASADY UŻYTKOWANIA

11.1. UTYLIZACJA:

Urządzenie, bateria i opakowanie muszą być zutilizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie lokalnymi przepisami prawa.

11.2. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

- W przypadku zabrudzenia należy delikatnie wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką. W razie trudnych do usunięcia zabrudzeń należy użyć do czyszczenia delikatne mydło.
- Nie używać żadnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
- Monitor jest odporny na delikatne zachłapanie wodą, ale nie jest wodoodporny. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Jeśli zostanie zamoczony, należy natychmiast dokładnie go wysuszyć.
- Podczas wymiany baterii można oczyścić osadzony brud w przedziale komory baterii za pomocą wacika. Upewnij się przed zamknięciem pokrywy baterii, że gumowa uszczelka jest wolna od zabrudzeń.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy monitor wyłączyć i przechowywać w oryginalnym etui ochronnym. Nie przechowywać w wilgotnych miejscach/pomieszczeniach.

12. NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY

- Sprawdź czy monitor jest prawidłowo założony na pieluszkę (patrz punkt 6 „Zakładanie monitora” i punkt 7 „Dopasowanie urządzenia”).
- Problemy z zasilaniem bateryjnym, jeśli wskaźnik baterii (2) zaświeci się na czerwono (patrz punkt 10.3 „Wymiana baterii”).
- Więcej informacji dostępnych jest na stronach: www.snuza.com i www.snuza.pl.





13. ZASTRZEŻENIE

Klienci/Użytkownicy używając niniejsze urządzenie na własne ryzyko, a firma Snuza (Pty) Ltd., jej członkowie, pracownicy, agenci handlowi, przedstawiciele, producenci, dystrybutorzy oraz inne podmioty powiązane ze („SNUZA”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, szkody bądź uszkodzenia na zdrowiu użytkowników i osób trzecich z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub produkcją monitora, w tym straty lub szkody poniesionej przez klienta, użytkownika lub inną osobę w wyniku wad monitora, a wszelkie gwarancje oraz wszelkie inne zobowiązania wynikające z jakiegokolwiek przyczyny, zostają wyłączone, a klient niniejszym zwalnia Snuza (Pty) Ltd odnośnie takiej odpowiedzialności.

14. GWARANCJA

Snuza (Pty) Ltd zapewnia, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych i udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu, potwierdzonej przez paragon. Odpowiedzialność Producenta i gwarancja jest ograniczona do wymiany modułu bezpłatnie i nie obejmuje kosztów transportu. Gwarancja dotyczy wszystkich krajów, w których dostarczane jest to urządzenie. Przez akt eksploatacji tego urządzenia, użytkownik akceptuje wszystkie wynikające z tego odpowiedzialności. Firma Snuza (Pty) Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej gwarancji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje baterii, niewłaściwego stosowania, ingerencji w urządzenie, modyfikacji, przeróbek, niewłaściwego użycia lub uszkodzeń powstałych podczas transportu.

15. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
|  | Część aplikacyjna typ BF. |
|  | Znak CE z 4-cyfrowym numerem Jednostki Notyfikowanej - symbol oznaczający zgodność urządzenia z wymaganiami Dyrektywy 93/43/EWG (Aneks II). |
| IP52 | Stopień ochronności obudowy: ochrona przed pyłem i ochrona przed padającymi kroplami wody pod kątem (przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę). |
|  | Numer seryjny urządzenia (dwie pierwsze cyfry oznaczają rok produkcji). |
|  | Urządzenie użytkować zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2012/19/WE. |

| | |
|---|--|
| Standardowy okres użytkowania | Oczekiwana żywotność urządzenia wynosi 2 lata od daty produkcji. |
| Środowisko pracy: | Dopuszczalne warunki pracy urządzenia: <input type="checkbox"/> Temperatura: +5°C--+40°C <input type="checkbox"/> Wilgotność: 15% do 93%, bez kondensacji <input type="checkbox"/> Ciśnienie powietrza: 700 hPa do 1060 hPa |
| Warunki transportu i magazynowania po wyjęciu urządzenia z opakowania ochronnego, a następnie podczas przechowywania i używania | <input type="checkbox"/> +25°C bez kontroli wilgotności względnej i, <input type="checkbox"/> +70°C do 93% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Źródło zasilania | Zasilanie wewnętrzne |
| Specyfikacja baterii | Nazwa zwozycajowa: CR2 IEC: CR17355 3.0 Volt, 850 mAh Rozmiar (mm): 26 x 15 x 15 Litowa |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odległości do 10 cm | 75 dB |

W celu uzyskania pomocy w zakresie użytkowania i przechowywania niniejszego urządzenia lub zgłoszenia nieoczekiwanego działania lub zdarzeń skontaktuj się z wytwórcą:

Internet: www.snuza.com/contact/ ; Email: support@snuza.com ; Tel: +27 (0)21 461 8530.

Adres: Unit 8-11 Roeland Square, Roeland Street, Cape Town, 8001, South Africa.

Zeskanuj poniższy kod QR, aby wyświetlić tabele kompatybilności elektromagnetycznej:

